




Cox® Box 275 K/800-3

Productnummer: 8012477

Configuratie: met biologisch deksel, lichtgrijs

Configuratie-opties

8012476 | zonder biologisch deksel, lichtgrijs

8012477 | met biologisch deksel, lichtgrijs

✓ Voorhanden uittreksystemen

✓ volledig uittrekbaar

✓ 36 l

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.

— afvalvolume 36 (3 x 12) liter

— emmerhoogte 256 mm

— **totale hoogte 275 mm**

— Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Systeem voor afvalinzameling	Aantal containers	3
Hoogte	275 mm	Technologie openen	volledig uittrekbaar
Breed	800 mm	Type afvalverzamelaar	Voorhanden uittreksystemen
Kastbreedte	800 mm	Totaal volume	36 l
Monteren/bevestigen	op bestaande uittreksystemen	Volume/inhoud container 1	12 l
Materiaal container	kunststof	Volume/inhoud container 2	12 l
Kleur totale dekking	zilver	Volume/inhoud container 3	12 l
Kleur deksel	lichtgrijs/groen	Vorm	hoekig
Materiaal Deckel	metaal	Volume/inhoud container	12/12/12
Intrekbare totaalafdekking	Nee	Laadbak hoogte	256 mm
Omslag	Ja	Biologisch deksel	Ja
Type hoes	Volledig deksel	Meer delen	antislip-inlegmat

Onderdelen

8011178	Biologische filter toerustset, Toebehoren, zwart
8012353	Antislipmat 2, Kastuitrustingen, tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs
8012494	Cox® systeembakje, Enkele emmer, lichtgrijs, 12 liter
8012347	Volledig deksel, Toebehoren, zilver



Antirutschmatte wird individuell auf Schubkastenbreite gekürzt

Pos	Abbildung	Artz	Benennung	Artikel-Nr.	Material	ROL
1		1	Aufstichmatte 800 x 1000 mm	8012353	PP TPE	7035
2		1	Gasabweiser Silber 800	8012347	DC01.00.12	9006
3		4	Bodenlager		Stahl verzinkt	
4		4	Erstversorger folienarm 12 L	8012348	PP + PA6 of 30%	7047 + 7042
5		3	Bodenlager für 10, 12 und 15 L	8012344	PP	7047

Kundenspezifisch		 Maschinen und Vorrichtungen werden nach den Angaben der Kunden gefertigt. Die Haftung wird nicht übernommen.		Material-Nr. 116	Produkttypen 1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70

Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
Naber		Cox Box 275 K „800-3 Bio	
N			